

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

1) Wie funktioniert IceWave, wenn nichts in den Körper eindringt? Dies ist ein nicht transdermaler Patch mit einer neuen Technologie, die Akupunkturpunkte sanft anregt, um den Energiefluss des Körpers zu verbessern, wodurch schwache Schmerzen und Beschwerden gelindert werden. Es werden keine Medikamente, Aufputzmittel, Magnete oder Nadeln verwendet.

2) Warum habe ich keine Schmerzlinderung verspürt?

Der häufigste Grund dafür ist Flüssigkeitsmangel. Trinken Sie ein oder zwei Gläser Wasser, und warten Sie 20 bis 30 Minuten, bevor Sie die Patches anbringen. Eine andere häufige Ursache ist, dass Sie die Patches an den falschen Stellen angebracht haben. Es erfordert etwas Übung, die IceWave-Patches zur Schmerzkontrolle zu verwenden; folgen Sie den Anweisungen der Uhr-Methode. Falls Sie die Anweisungen befolgt haben und trotzdem keine Schmerzlinderung verspüren, versuchen Sie, die Patches auf den Fußsohlen anzubringen (Niere 1).

3) In welchen Fällen sollte ich den weißen Patch anstelle des hellbraunen Patches auf der Schmerzstelle anbringen?

Kleben Sie den WEISSEN Patch erst dann auf die Schmerzstelle, NACHDEM Sie den HELLBRAUNEN Patch dort angebracht und die Uhr-Methode ausprobiert haben. Folgen Sie dann den Anweisungen der Uhr-Methode, wobei Sie den WEISSEN Patch anstelle des HELLBRAUNEN Patches auf der Schmerzstelle anbringen.

4) Wie wendet man die Patches bei Ganzkörperschmerzen an?

Kleben Sie den WEISSEN Patch auf Ihre RECHTE Fußsohle und den HELLBRAUNEN Patch auf ihre LINKE Fußsohle. (Niere 1)

5) Wie viele Patches kann ich zur Schmerzlinderung tragen?

Sie können bis zu zwei Patch-Paare gleichzeitig verwenden. Bringen Sie ein Patch-Paar auf den Fußsohlen auf Niere 1 an (WEISS RECHTS, HELLBRAUN LINKS), und ein Patch-Paar an den Ellbogen auf Herz 3 (WEISS RECHTS, HELLBRAUN LINKS).

6) Wie sicher sind die Patches in ihrer Anwendung?

Akupunktur wird seit Jahrtausenden zur Linderung von Schmerzen und zur Verbesserung der Lebensqualität angewandt. Wir haben gezeigt, dass unsere Produkte in ihrer Anwendung sicher sind; sollten Sie dennoch irgendwelche Beschwerden bemerken, entfernen Sie die Patches und nehmen Sie besonders viel Wasser zu sich.

7) Wurden diese Patches von unabhängigen Institutionen getestet?

Ja. Klinische Studien mit medizinischen Infrarot-Aufnahmen beweisen eine deutliche und schnelle Schmerzlinderung mit IceWave. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte folgender Website: www.lifewave.com

8) Wie lange kann ich die Patches tragen?

Es wird empfohlen, die Patches nicht länger als 12 Stunden täglich zu tragen. Verwenden Sie die Patches nicht wieder. Gebrauchen Sie jeden Tag ein neues Paar.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN Fortsetzung...

9) Kann jeder IceWave verwenden?

Falls Sie gesundheitliche Probleme oder Zweifel haben, fragen Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie IceWave verwenden. Diese Patches sind bei Schwangerschaft oder während der Stillzeit nicht geeignet.

10) Wo bringe ich die Patches bei Knieschmerzen an?

Bringen Sie den HELLBRAUNEN Patch auf der Innenseite des Knies an, und den WEISSEN Patch auf der Außenseite des Knies.



KUNDENEMPFEHLUNGEN

"Ich hatte seit über 18 Monaten Schmerzen am rechten Fuß. Ich war bei drei Ärzten, aber keiner konnte mir helfen. Innerhalb von nur 30 Sekunden waren meine Fußschmerzen verschwunden. Wow! Das funktioniert wirklich!" - Andy F.

"Ich hatte mit diesen Schmerzen (untere Rückenhälfte) 5 Jahre lang gelebt; mit den IceWave-Patches, die an mein Shirt geklebt waren, sind sie in nur 30 Sekunden verschwunden. Das ist wirklich unfassbar!" - Tony D, SC



"Ich hatte seit über 5 Jahren täglich 15 sehr starke Schmerztabletten gegen Beschwerden in meinem linken Hüftknochen genommen. Dank IceWave habe ich mein Leben wieder. Ich werde mein Leben nicht mehr von Schmerzen kontrollieren lassen; ich unternahm eine kurze Fahrradtour, was ich seit Jahren nicht mehr gemacht hatte, und habe mein Haus von oben bis unten geputzt. Ich werde jedem, der zuhört, von diesem Unternehmen und von IceWave erzählen." - Dave S.

"Vor 4 Jahren, als ich einen Verdächtigen verfolgt habe, wurde ich von einem Auto angefahren, welches mein rechtes Knie zertrümmerte. Innerhalb von 60 Sekunden nachdem ich die IceWave-Patches auf mein Knie geklebt hatte, waren die Schmerzen weg. Ich habe den Eindruck, dass ich allen, die ich kenne, Unrecht tue, wenn ich ihnen nicht von LifeWave erzähle." - Keith C., pensionierter Polizeibeamter

KUNDENEMPFEHLUNGEN Fortsetzung...

"Ich hatte schon so lange schwere Rückenschmerzen, dass ich bereit war, alles zu versuchen. Der Schmerz war zwischen 9 und 10 auf einer Skala von 1 bis 10. Ich kann es nicht fassen, aber innerhalb von 22 Sekunden waren meine Rückenschmerzen weg." - Ethel S.

"Vor ungefähr 16 Jahren wurde ich von einem Auto angefahren, als ich in Greensboro, NC eine Straße überquerte. Ich entwickelte chronische Schmerzen in beiden Hüften. Seitdem habe ich mehrere verschiedene Dinge ausprobiert, aber nichts schien jemals geholfen zu haben. Einer meiner engen Bekannten hat die LifeWave IceWave-Patches mit mir geteilt, und innerhalb von 4 Minuten haben meine chronischen Schmerzen nachgelassen."

-Tina C.



"Ich sollte an einem NFL Wohltätigkeits-Golfturnier für Prominente teilnehmen. Bei der Vorbereitung habe ich mir einen Rippenmuskel gezerzt und einen Rückenspasmus zugezogen, so dass mir sprichwörtlich die Luft weg blieb. Ich war mir in diesem Moment sicher, dass ich nicht Golf spielen gehen werde, geschweige denn nur vom Boden aufstehen könnte. Ich brachte ein weißes Patch an meinem Brustbein an und zwei hinten in der Gegend meines linken Brustkorbs. Ich musste mich gleich danach für weitere 4 Minuten auf den Boden legen."

Der Schmerz hatte schon drastisch nachgelassen und nach 20 Minuten war ich voll beweglich und ging zum Turnier. Und das Beste ist: ich habe nicht nur das ganze Turnier hindurch schmerzfrei gespielt, sondern auch noch das Longest Drive Loch gewonnen!! Wenn ich diese Patches nicht gehabt hätte, hätte ich ganz sicher nicht spielen können. Das ist normalerweise eine Verletzung, die sich bei mir über 2 Wochen hinwegzieht; ich hatte die nicht zum ersten Mal. Wow!! Danke LifeWave!!!!!!"

- Joe P., ehemaliges Mitglied der NFL

"Ich lag im Bett mit Kissen unter meinen Knien wegen der starken Rückenschmerzen. Mein Sohn Gregory brachte diese Patches an mir an, und in kürzester Zeit war ich wieder auf den Beinen und unterwegs; sagen Sie allen, dass sie mich anrufen können... ich werde ihnen erzählen, dass diese Patches funktionieren." - Ms. Hinton G., NC

"Meine Rückenschmerzen lagen bei 5 auf einer Skala von 1 bis 10; innerhalb von 20 Sekunden war mein Schmerz verschwunden. Ich hatte auch Schmerzen in meiner rechten Hand und nach weniger als 30 Sekunden mit IceWave waren diese Beschwerden ebenfalls weg. Das ist unglaublich." - John G., SC

Für weitere Informationen zu LifeWave, wenden Sie sich bitte an:



VORSTELLUNG VON ICEWAVE

Stellen Sie sich schnelle und medikamentenfreie Schmerzlinderung vor. Stellen Sie sich nun vor, dass Sie diese haben können - mit LifeWave.

Unser exklusives, nicht transdermales Patch-System verwendet eine neue Technologie, um Akupunkturpunkte sanft anzuregen und dabei den Energiefluss im Körper buchstäblich zu verbessern. Das Ergebnis ist eine Linderung von Schmerz und Unbehagen – innerhalb nur weniger Minuten nach Gebrauch!



NEUE SCHMERZBEHANDLUNGSTECHNOLOGIE

Wir alle sind an den Gedanken gewöhnt, dass wir unserem Körper etwas zuführen müssen (wie z.B. Vitamine), um unsere Gesundheit zu verbessern. Während richtige Ernährung, Wasser und Sport notwendige Bestandteile eines gesunden Lebensstils sind, braucht unser Körper allerdings auch einen kontinuierlichen Fluss an Energie. Zum Beispiel senden unser Gehirn und unsere Nerven elektrische Signale an unsere Muskeln, um sie anzuweisen, gespeicherte chemische Energie zur Kontraktion zu verwenden.

Seit Jahrtausenden ist bekannt, dass bestimmte Lichtfrequenzen bestimmte Veränderungen im menschlichen Körper hervorrufen können. Wenn wir an die Sonne gehen, sorgt eine bestimmte Lichtfrequenz dafür, dass unser Körper Vitamin D herstellt. Eine weitere Lichtfrequenz (UV) veranlasst unseren Körper, Melanin herzustellen: der chemische Stoff, der uns Sonnenbräune verleiht.

Die IceWave-Patches nutzen dieses Wissen, indem sie Akupunkturpunkte unseres Körpers anregen, und so den Energiefluss verbessern sowie medikamentenfreie Schmerzlinderung innerhalb nur weniger Minuten nach der Anwendung ermöglichen.

ANWENDUNG VON ICEWAVE

Das Anbringen der IceWave-Patches nach der "Uhr-Methode" wurde entwickelt, um die schnellsten und wirkungsvollsten Ergebnisse zur Schmerzlinderung zu erzielen.

Finden Sie zunächst die Stelle, wo der Schmerz am größten ist. Gehen Sie durch die verschiedenen Schritte in den Abbildungen unten bis der Schmerz erheblich nachgelassen hat und/oder die Beweglichkeit gesteigert wurde. Falls Sie Schmerzen am ganzen Körper haben, bringen Sie die Patches an der Niere-1-Position an.

SCHRITT 1



Bringen sie einen HELLBRAUNEN IceWave-Patch direkt dort an, wo Sie den größten Schmerz spüren.

SCHRITT 2



Bringen Sie nun den WEISSEN Patch ÜBER dem Schmerzpunkt an. Falls der Schmerz innerhalb von 10 Sekunden nicht gelindert wurde, gehen Sie über zum nächsten Schritt.

SCHRITT 3



Versetzen Sie den WEISSEN Patch auf die 3-Uhr-Position. Falls der Schmerz innerhalb von 10 Sekunden nicht gelindert wurde, gehen Sie über zum nächsten Schritt.



SCHRITT 4

Dann versetzen Sie den WEISSEN Patch auf die 6-Uhr-Position. Falls der Schmerz innerhalb von 10 Sekunden nicht gelindert wurde, gehen Sie über zum nächsten Schritt.



SCHRITT 5

Danach versetzen Sie den WEISSEN Patch auf die 9-Uhr-Position. Falls der Schmerz innerhalb von 10 Sekunden nicht gelindert wurde, gehen Sie über zum nächsten Schritt.



SCHRITT 6

Versetzen Sie den WEISSEN Patch schließlich in eine Position parallel zu dem HELLBRAUNEN Patch. Falls der Schmerz innerhalb von 10 Sekunden nicht gelindert wurde, folgen Sie der Anweisung unten.

NIERE 1



Schmerzen am ganzen Körper – bringen Sie einen WEISSEN Patch auf der rechten Fußsohle an, und einen HELLBRAUNEN Patch auf der linken Fußsohle (Niere 1). Ein zweites Patch-Paar kann an den Ellbogen auf der Herz 3-Position angebracht werden.

HERZ 3



WARNHINWEISE: Entfernen Sie die Patches sofort, falls Beschwerden oder Hautreizungen auftreten. Verwenden Sie die Patches nicht wieder, wenn sie einmal von der Haut entfernt wurden. Verwenden Sie nicht mehr als jeweils zwei Patch-Paare am Körper. Stellen Sie sicher, dass Sie während der Anwendung der Patches reichlich Wasser zu sich nehmen. Nur zur äußerlichen Anwendung gedacht. Nicht schlucken. Nicht auf Wunden oder verletzte Hautstellen auftragen. Wenn Sie gesundheitliche Probleme haben, fragen Sie vor Gebrauch einen Arzt oder Apotheker. Diese Patches sind bei Schwangerschaft oder während der Stillzeit nicht geeignet. Diese Aussagen wurden nicht von der Food and Drug Administration (US-Bundesbehörde zur Überwachung von Nahrungs- und Arzneimitteln) begutachtet. Dieses Produkt ist nicht dazu bestimmt, Krankheiten zu diagnostizieren, zu behandeln, zu heilen oder diesen vorzubeugen. * Ergebnisse von Einzelpersonen können voneinander abweichen.

WAS IST AKUPUNKTUR?

Akupunktur ist eine Form der orientalischen Heilkunst, die auf antiker östlicher Medizin beruht. Ein praktischer Arzt stimuliert typischerweise Akupunkturpunkte des Körpers mit Nadeln oder durch Druck, um den Schlaf zu verbessern, Schmerzen und Unbehagen zu lindern und um gute Gesundheit zu fördern.

Die selbstklebenden IceWave-Patches wenden die Prinzipien der orientalischen Medizin und der nadellosen Akupunktur an, um diejenigen Punkte am Körper sanft anzuregen, die seit Jahrtausenden dazu verwendet werden, den Energiefluss im menschlichen Körper auszugleichen und zu verbessern. Das Ergebnis ist eine natürliche Art, Ihre Lebensqualität ohne irgendwelche Medikamente, Aufputzmittel oder Nadeln, die in den Körper eindringen, zu verbessern.

ICEWAVE® ZEIGT ERGEBNISSE

Die Fotos unten sind bei klinischen Studien mit IceWave entstanden. Die meisten Menschen, die IceWave verwenden und dabei der "Uhr-Methode" folgen, erhalten innerhalb der ersten paar Minuten der Anwendung positive Ergebnisse.

