



X39

説明書

エックスサーティーナイン (X39)

製品特長

- ・アンバランスを調整
- ・活力あふれる毎日を応援
- ・パフォーマンスの維持をサポート
- ・快適な睡眠タイム
- ・総合的な健康の向上
- ・ツライ状態や違和感の緩和・改善
- ・若々しい毎日をサポート
- ・特許取得済み

※日本ではライフウェーブパッチは、はり又はきゅう用器具の家庭用一般医療機器として届出をしております。使用目的または効果は、身体に刺入せず、パッドによる刺激によりこりや張り、筋肉の緊張に伴う等の不快感を緩和する。としております。

非侵襲式家庭向け鍼用器具

一般医療機器 医療機器届出番号 13B3X10309000009

製品仕様

- ・サイズ (円形パッチ) : 直径約34mm
- ・入り数・内容量 : 30個 (白色)
- ・製造国 : 米国、アイルランド

保管方法及び有効期間等

- ・保管方法 : 水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避け、清潔な場所に保管すること。
- ・有効期間 : 本品の被包に記載。

使用上の注意

＜重要な基本的注意＞

1. 医師の治療を受けている方や下記に該当する方は専門家とご相談の上で使用ください。(1) 皮膚に創傷や感染症がある方。創傷面の悪化や二次感染の可能性があります。(2) 妊娠中または授乳中の方。(3) 心臓ペースメーカーや植え込み型除細動器を装着している方。(4) 他の治療機器をご使用の方。
2. 足裏等、強い圧力がかかる箇所には使用しないでください。粘着テープやパッドによる滑りの原因になります。
3. パッチは12時間を目安にはがしてください。長時間の皮膚への刺激を避けるためです。
4. 身体に異常を感じた場合はすぐに使用を中止してください。
5. 貼付部位に発疹、発赤、かゆみ等の症状が現れたときは直ちに使用を中止してください。
6. 適宜、水分の補給をしてください。鍼灸やマッサージ後は血流やリンパの流れがよくなるといわれていますので、適切に水分を摂るようにしてください。

＜不具合・有害事象＞

1. その他の不具合：包装破損、汚染
2. その他の有害事象：発疹、発赤、かゆみ、皮膚症状

・その他の注意

医師の治療を受けている人は医師に相談の上で使用ください。
禁忌は確認されていませんが、ペースメーカーを装着している方は医療関係者にご相談ください。

使用方法

- ・ 朝、パッチを清潔で乾いた肌に貼ってください。
- ・ パッチは最大12時間使用が可能です。
- ・ 使用したパッチは再利用せず捨ててください。
- ・ パッチ使用中は十分に水分を補給してください。

貼付方法



ステップ 1

皮膚を洗浄します。
その後、ツボを探します。



ステップ 2

本体の剥離紙をはがします。



ステップ 3

こりのある箇所に貼付します。

貼付位置

下図にあるいずれかの部位に、貼ってください。



貼付位置 1

首の後ろ側、あごを下げたときに脊椎骨が突き出る箇所から下の位置です。



貼付位置 2

おへそから指3本分下の位置です。



LifeWave合同会社

東京都新宿区西新宿3-2-9

TEL: 050-3198-1108 / 03-5669-0947

FAX: 03-5669-0957

E-mail: customerservicejp@lifewave.com